

### **Option 1:**

*Touch Screen befindet sich in oder neben der Tür:*

1. Entfernen die Abdeckung hinter dem Touch Screen. Stromverbindung soll noch stehen.
2. USB Stick unten in den Touch Screen einführen
3. Vorne [Menu] wählen
4. (Der Touch Screen registriert, das sein USB Stick eingeführt wurde). [USB OK] klicken
5. [Files] wählen – auf Seite 1 erscheint die Option [LOG]
6. [LOG speichern] wählen – es dauert ca. 15 Sekunden
7. USB Stick entfernen
8. USB an Lillnord senden oder Roh-Datei per Mail senden.

### **Option 2:**

*Touch Screen befindet sich im Steuerungsmodul über der Tür:*

1. Entfernen Abdeckung indem 4 Schrauben herausgeschraubt werden. Dann wie unter **Option 1:**
2. Entfernen die Abdeckung hinter dem Touch Screen. Stromverbindung soll noch stehen.
3. USB Stick unten in den Touch Screen einführen
4. Vorne [Menu] wählen
5. (Der Touch Screen registriert, das sein USB Stick eingeführt wurde). [USB OK] klicken
6. [Files] wählen – auf Seite 1 erscheint die Option [LOG]
7. [LOG speichern] wählen – es dauert ca. 15 Sekunden
8. USB Stick entfernen
9. USB an Lillnord senden oder Roh-Datei per Mail senden.